



Utájisztító asztal család





Post-cleaning bench product line



Grup de mese pentru finisare

Típusjel / Model / Cod grup: K-300

- Tüzhorganyzott, vagy rozsdamentes kivitel
- Nagy teherbírás
- Széles méretválaszték
- Hot-dipped galvanized or stainless design
- High capacity
- Wide size range
- Galvanizat sau din material inoxidabil
- Rezistență mare
- Dimensiuni variabile



A technológiának megfelelően a forrázott (ill. kopasztott) állattesteket az utájisztító asztalra fektetik. Az utájisztító asztalon történik a körmök eltávolítása, és az állattestek lelángolása, kézi gázperzelővel. Az asztal megfelelő geometriai kialakítása biztosítja, hogy a műveleteknek megfelelően a sertéstest pozíciója mindenkor megfelelő legyen, ezáltal gyorsan és jó minőségben végezhető el az utájisztítás. Jellemzően cső és zártszelvényből készül az asztal. Állítható lábakkal, beállítható a padozat lejtésből adódó egyenletlenségek. Ezáltal stabil és jól kihasználható. A szerkezetre jellemző az erős, tartós, jól bevált kivitel, ill. a könnyű tisztíthatóság. Az igényeknek megfelelően rendelhető 1, 2, vagy 3 sertés férőhelyes kivitelben.

The bodies scalded (and plucked) according to the technology animal bodies are laid on the post-cleaning bench. On the post-cleaning bench the pettitoes are removed and the animal bodies are burned with a manual gas parching device. The suitable geometric design of the bench ensures that the body of the hog is the best for the operations at all times; therefore the post-cleaning can be executed quickly and at a good quality. The bench typically is made of tube and hollow section. The roughness of the bench originating from its descent can be eliminated by the help of the adjustable legs. Owing to this it is stable and well-utilizable. The device has a strong, durable and time-honoured design and it can be clean easily. According to the demands it can be ordered in a capacity of 1, 2 or 3 hogs.

Conform tehnologiei după opărire și depilare corpul se așează pe masa de curățit. Pe masă se realizează îndepărarea unghiilor respectiv curățirea cu ajutorul dispozitivului de flacără manuală cu gaz (dispozitiv de părlorit) Construcția specială a mesei asigură ca corpul să fie totdeauna în poziție corăspunzătoare, iar prin aceasta curățirea finală să fie de calitate și să se realizeze cît se poate de rapid. În general masa este construită din țevi. Prin reglarea picioarelor se poate elimina denivelările din podea. Stabil și ușor la folosit. Caracteristice mesei: durabil, rezistent și se curăță ușor. Conform cerințelor se pot comanda mese pentru 1, 2 sau 3 corupi.



Típus Model Tip	A (mm)	Sertéshez (db) No of hogs Porcine	Kivitel Design Execuție
K-300/T	1260	1	Tüzhorganyzott Hot-dipped galvanized Galvanizat
K-300/R	1260	1	Rozsdamentes Stainless Anticoroziv
K-301/T	1600	2	Tüzhorganyzott Hot-dipped galvanized Galvanizat
K-301/R	1600	2	Rozsdamentes Stainless Anticoroziv
K-302/T	2100	3	Tüzhorganyzott Hot-dipped galvanized Galvanizat
K-302/R	2100	3	Rozsdamentes Stainless Anticoroziv



HU03/0101

KORAX